

Anti-Phospho-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, Elisa - P43405 / P43403

품목 번호: CM0001843



소개

인산화된 Syk (Y352) 및 ZAP70 (Y319)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA 용 토끼 폴리클로날 항체. 인간 샘플 특이적, 면역수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319 Rabbit pAb
비고/별칭	SYK/ZAP70; Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319
종	인간
유전자 ID (인간)	6850/7535
유전자 ID	6850/7535
면역원	인간 Syk (NP_003168.2)의 Y352 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43405/P43403
단백질 무게	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
배송	아이스백