

Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Syk (Y525/526) 토끼 다클론 항체 - P43405

품목 번호: CM0000838



소개

Tyr525/526에서 인산화된 인간 SYK에 특이적인 토끼 다클론 인산화 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. B세포 수용체 신호전달, 선천성 면역 및 키나아제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Syk-Y525/526 토끼 pAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y525/526
종	인간
유전자ID (인간)	6850
유전자ID	6850
면역원	합성 펩타이드: 인간 Syk (NP_003168.2)의 Y525 및 Y526 부위에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백