

Anti-Phospho-Synapsin-1 (Ser9) 폴리클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P17600

품목 번호: CM0001262

소개

Ser9에서 인산화된 Synapsin-1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 종을 인식합니다. 시냅스 소포 이동 및 신경전달물질 방출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SYN1-S9 Rabbit pAb
비고/별칭	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Phospho-SYN1-S9
종	인간
GeneID (인간)	6853
GeneID	6853
면역원	합성 펩타이드 - 인간 SYN1 (NP_008881.2)의 S9 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17600
단백질 무게	74kDa
배송	아이스백