


Wb용 항인-Tak1-S439 토끼 단클론 항체 - O43318

품목 번호: CM0000553



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인-TAK1-S439 인산화 토끼 단클론 항체로, 마우스와 교차반응성을 가집니다. MAPK 신호전달, NF- κ B 활성화 및 세포 스트레스 반응 연구를 위해 개발되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

주요 파라미터	값
제품명	인산화-TAK1-S439 토끼 mAb
비고/별칭	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S439
종	사람
GeneID (사람)	6885
GeneID	6885
면역원	사람 TAK1(O43318)의 S439 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스
SWISS	O43318
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백