


Wb, Elisa용 항인 포스포-타우(S396) 토끼 단클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0001451



소개

인산화된 타우 단백질 검출용 포스포-타우(S396) 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차반응하며 신경퇴행 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-타우-S396 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S396
종	인간
유전자ID (인간)	4137
유전자ID	4137
면역원	인간 타우(NP_005901.2)의 S396 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송 방법	아이스백