


Anti-Phospho-Tau (Ser416) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

품목 번호: CM0001732



소개

인간 Tau의 Ser416 인산화 부위에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트, 면역형광법, 면역조직화학법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 MAPT를 검출합니다. 신경 퇴행성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-Ser416 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser416
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4137
면역원	합성 펩타이드: 인간 Tau (NP_005901.2)의 S416 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P10636
단백질 크기	79kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)