


Anti-Phospho-Tau (T205) 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If 용) - P10636

품목 번호: CM0001241



소개

인산화된 Tau (T205)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 알츠하이머병 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Tau-T205 Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
종	인간
GeneID (Human)	4137
GeneID	4137
면역원	합성 펩타이드: 인간 Tau (NP_001190181.1)의 T205 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P10636
단백질 분자량	79 kDa
배송	아이스백