


Anti-Phospho-Tau (T205) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10636

품목 번호: CM0001678



소개

Phospho-Tau (T205) 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 래트 타우 단백질의 트레오닌 205 위치에서 인산화된 형태를 검출합니다. 알츠하이머병 및 타우병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-T205 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
종	사람
GeneID (사람)	4137
GeneID	4137
면역원	사람 Tau (NP_001190181.1)의 T205 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩