


If-P, Elisa용 인산화-Tau-T231 단일클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0000788



소개

사람, 쥐, 랫트 반응성을 갖추고 IF-P 및 ELISA용으로 검증된 인산화-Tau-T231 토끼 단일클론 항체입니다. 알츠하이머 및 신경 퇴행성 연구에 핵심적인 Tau(P10636)의 인산화된 Thr231을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-T231 Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	4137
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Tau(P10636)의 T231 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)