


Anti-Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10636

품목 번호: CM0000467



소개

인간 인산화 Tau (Thr212/Ser214)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 Tau와 교차 반응합니다. 알츠하이머 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량 ~79 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Thr212/Ser214
종	Human
GeneID	4137 (Human)
면역원	인간 Tau (NP_058519.3)의 T529 및 S531 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P10636
단백질 분자량	79 kDa
배송	아이스 팩