


## 웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 토끼 단클론 항체 - Q9Uhd2

품목 번호: CM0000706



### 소개

인산화된 TBK1 (Ser172)에 특이적인 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 선천성 면역, 자가포식, 염증 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                               |
|---------|-------------------------------------------------|
| 제품명     | Phospho-TBK1/NAK-S172 토끼 단클론 항체                 |
| 비고/별칭   | NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172 |
| 종       | 인간                                              |
| 유전자 ID  | 29110 (인간)                                      |
| 면역원     | 인간 TBK1/NAK의 S172 주변 합성 인산화 펩타이드                |
| 원천      | 토끼                                              |
| 범주      | 인산화 항체                                          |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                       |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                         |
| SWISS   | Q9UHD2                                          |
| 단백질 분자량 | 84kDa                                           |
| 배송      | 아이스팩                                            |