


Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

품목 번호: CM0001369



소개

이 토끼 다클로날 항체는 인산화된 TBK1/NAK의 Ser172 부위를 검출합니다. 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천성 면역, 항바이러스 신호 전달, 및 오토파지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TBK1/NAK-S172 Rabbit pAb
비고/별칭	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	29110
유전자 ID	29110
면역원	사람 TBK1/NAK (NP_037386.1)의 S172 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 실험쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UHD2
단백질 분자량	84 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)