

Wb, Db, Elisa용 항인 Tdp-43/Tardbp 인(S409/S410) 토끼 다클론 항체 - Q13148

품목 번호: CM0001763



소개

인간 TDP-43(TARDBP)의 S409/S410을 표적으로 하는 인 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, DB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경퇴행성 질환 기전 및 RNA 생물학 연구에 적합합니다. 45 kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 TDP-43/TARDBP-S409/S410 토끼 pAb
비고/별칭	ALS10; TDP-43; 인 TDP-43/TARDBP-S409/S410
종	인간
유전자ID (인간)	23435
유전자ID	23435
면역원	인간 TDP-43/TARDB(NP_031401.1)의 S409&S410 주변 합성 인 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13148
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스백