


Anti-Phospho-Tifa-T9 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Cg3

품목 번호: CM0001178



소개

Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb는 인간 샘플에서 Thr-9에서 인산화된 TIFA를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 선천성 면역 및 NF- κ B 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb
비고/별칭	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
종	인간
GeneID (Human)	92610
GeneID	92610
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96CG3
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백