

Wb, Elisa용 인산화-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 토끼 다클론 항체 - P04629-2 / Q16620

품목 번호: CM0001463

소개

인산화-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 토끼 pAb는 인산화된 인간 TrkA(Y674/675)와 TrkB(Y706/707)를 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경영양인자 신호전달 및 수용체 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 토끼 pAb
비고/별칭	NTRK1/NTRK2; 인산화-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
종	인간
유전자 ID (인간)	4914/4915
유전자 ID	4914/4915
면역원	합성 펩티드: 인간 TrkA NTRK1 (NP_001012331.1)의 Y674 및 Y675 부위를 포함하는 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04629-2/Q16620
단백질 분자량	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
배송 방식	아이스 팩