


Anti-Phospho-Tsc2-T1462 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P49815

품목 번호: CM0000696



소개

인간과 마우스에서 T1462에서의 TSC2 (Tuberin) 인산화를 검출하는 포스포-특이적 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합. mTORC1 조절 및 종양 억제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TSC2-T1462 Rabbit pAb
비고/별칭	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-T1462
종	인간
유전자 ID (인간)	7249
유전자 ID	7249
면역원	인간 TSC2 (NP_000539.2)의 T1462 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49815
단백질 분자량	201kDa
배송	아이스백