


인산화 유비퀴틴-Ser65 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

품목 번호: CM0001301



소개

WB, ELISA에서 검증된 인산화 유비퀴틴-Ser65 토끼 다클론 항체입니다. 인간 유비퀴틴의 인산화된 Ser65를 검출하며, 유비퀴틴화, 단백질 분해 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 유비퀴틴-Ser65 토끼 pAb
비고/별칭	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; 인산화 유비퀴틴-Ser65
종	인간
GeneID (인간)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
면역원	합성 펩티드: 인간 유비퀴틴(NP_002945.1)의 S65 부위에 해당하는 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
단백질 분자량	18kDa/15kDa/77kDa
배송 방식	아이스백