

Wb, Elisa용 항인-P-베타카테닌-S45 토끼 다클론 항체 - P35222

품목 번호: CM0000912



소개

P-베타카테닌-S45 토끼 다클론 항체 (P35222)는 WB와 ELISA에 사용됩니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 Ser45 위치의 내생성 인산화 베타카테닌을 검출합니다. Wnt 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	P-베타카테닌-S45 토끼 pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; 아르마딜로; P-베�타카테닌-S45
종	사람
유전자ID (사람)	1499
유전자ID	1499
면역원	사람 베타카테닌 S45 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_001091679)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스백