


Anti-Phospho-Vasp (S157) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P50552

품목 번호: CM0001121



소개

인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Phospho-VASP (S157) Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 세포골격 재구성, 혈소판 응집 및 세포 운동성에 중요한 역할을 하는 액틴 관련 단백질인 VASP의 S157 인산화 형태를 표적으로 합니다. 혈관 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-VASP-S157 Rabbit mAb
비고/별칭	VASP; Phospho-VASP-S157
종	인간
유전자 ID (인간)	7408
유전자 ID	7408
면역원	합성 펩타이드: 인간 VASP (NP_003361.1)의 S157 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백