


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Phospho-Vasp-S157 토끼 다클로날 항체 - P50552

품목 번호: CM0000791



소개

VASP(phospho-S157)를 타겟팩하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. VASP는 액틴 역학, 혈소판 응집 및 세포 이동을 조절합니다. 세포골격 및 혈전증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-VASP-S157 Rabbit pAb
비고/별칭	VASP; Phospho-VASP-S157
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7408
GeneID	7408
항원(Immunogen)	사람 VASP (NP_003361.1)의 S157 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)