


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 Vasp-S239 인산화 다클론 항체 - P50552

품목 번호: CM0000769



소개

토끼 다클론 항체가 인 VASP-S239 인산화(혈관확장제 자극 인단백질)를 검출합니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포골격 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	인 VASP-S239 인산화 토끼 pAb
비고/별칭	VASP; 인 VASP-S239 인산화
종	사람
GeneID (인간)	7408
GeneID	7408
면역원	합성 펩타이드; 사람 VASP (NP_003361.1)의 S239 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백