

Anti-Phospho-Vegf Receptor 2-Y1175 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35968

품목 번호: CM0000760



소개

VEGFR2/KDR의 인산화 Y1175를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 암 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit pAb
비고/별칭	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175
종	사람(Human)
유전자 ID	3791
면역원	사람 VEGF 수용체 2 (NP_002244.1)의 Y1175 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35968
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백