

Anti-Phospho-Vegf Receptor 2-Y1175 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P35968

품목 번호: CM0001159



소개

Y1175에서 인산화된 VEGF 수용체 2에 대한 고품질의 토끼 다가 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈관신생 및 혈관 신호 전달 연구에 이상적입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit pAb
비고/별칭	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175
종	Human
유전자 ID (인간)	3791
유전자 ID	3791
면역원	인간 VEGF 수용체 2 (NP_002244.1)의 Y1175 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35968
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스 팩