


Anti-Phospho-Vimentin-S83 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08670

품목 번호: CM0001068



소개

Ser83에서 인산화된 비멘틴을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플에서 웨스턴 블랏 및 ELISA로 검증되었습니다. ~54kDa 밴드를 검출합니다. 중간 필라멘트, 세포 이동, 상피-간엽 전환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
비고/별칭	CTRCT30; HELI13; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7431
유전자 ID	7431
면역원	합성 펩타이드 - 사람 VIM (NP_003371.2)의 S83 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P08670
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)