

항인 Yap1(S127 인산화) 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P46937

품목 번호: CM0001733



소개

세린 127 위치에서 인산화된 YAP1에 특이적인 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 히포 신호전달 경로 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 YAP1-S127 토끼 단클론 항체
비고 / 별칭	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Yes associated protein 1; 인산화-YAP1-S127
종	인간
GeneID (인간)	10413
GeneID	10413
면역원	합성 펩티드: 인간 YAP1(NP_001123617.1)의 S127 부위에 해당하는 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46937
단백질 분자량	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
배송	아이스백