


Anti-Phospho-Yap1-S127 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

품목 번호: CM0000970



소개

인산화 특이적 YAP1 (Ser127) 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 장기 크기 조절 및 종양 억제의 핵심 조절자인 Hippo 경로 전사 공활성제 YAP1을 표적합니다. 암 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-YAP1-S127 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S127
종	인간
GeneID (Human)	10413
GeneID	10413
면역원	인간 YAP1 (NP_001123617.1)의 S127 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백