

Anti-Phospho-Yap1-S128 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P46937

품목 번호: CM0001469



소개

Ser128에서 인산화된 YAP1을 표적으로 하는 포스포-특이성 토끼 폴리클론항체로, Hippo 신호 전달 경로의 주요 효과체입니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 암 및 장기 크기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-YAP1-S128 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S128
종	인간
유전자 ID (인간)	10413
유전자 ID	10413
면역원	인간 YAP1 (NP_001123617.1)의 S128 주변 합성 인산화 펩타이드
원료	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백