

Wb 및 If/Icc용 항인산화-Ywhaz-S58 토끼 다클론 항체 - P63104

품목 번호: CM0001098



소개

세린 58번 위치에서 인산화된 YWHAZ를 특이적으로 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 면역형광법에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플에서 사용 가능합니다. 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-YWHAZ-S58 토끼 pAb
비고/별칭	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-제타; Phospho-YWHAZ-S58
종	인간
유전자 ID	7534
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63104
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백