


Anti-Phospho-Zap70-Y319 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P43403

품목 번호: CM0001150



소개

Western blotting (WB), immunoprecipitation (IP), 및 ELISA에서 인간 샘플을 사용하여 검증된 Phospho-ZAP70-Y319 토끼 다클로날 항체(pAb). T-세포 수용체 신호 전달 및 적응 면역 연구의 핵심 키나아제인 ZAP70의 인산화된 Y319 잔기에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ZAP70-Y319 Rabbit pAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	7535
면역원	인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 Y319 부근에 위치한 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백 (Ice bag)