


Anti-Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P43403/P43405

품목 번호: CM0001591



소개

인산화된 Zap70 (Y319) 및 인산화된 Syk (Y352)를 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. T세포 및 B세포 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Rabbit pAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
종	사람(Human)
GeneID (사람)	7535
GeneID	7535/6850
면역원	합성 펩타이드: 인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 Y319 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P43403/P43405
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 백(Ice bag)