


Anti-Phospho-Zap70 (Y493) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

품목 번호: CM0001417



소개

티로신 493에서 ZAP70를 표적하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 교차반응성을 보입니다. T-세포 수용체 신호전달 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit pAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
종	인간
유전자 ID (인간)	7535
유전자 ID	7535
면역원	합성 펩타이드: 인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 Y493 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백