


Wb, If-P, Elisa용 항-포스포람반 단일클론 항체 - P26678

품목 번호: CM0007076



소개

마우스 및 랫드와의 교차 반응성이 확인된 WB, IF-P, ELISA 검증용 항-포스포람반 토끼 단일클론 항체입니다. 심장근 수축에 관여하는 근형질세망 칼슘 조절 단백질을 표적으로 하며, 심혈관 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospholamban Rabbit mAb
비고/별칭	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; phospholamban; Phospholamban
종	인간
유전자 ID	5350
면역원	인간 Phospholamban의 아미노산 1-52 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. (NP_002658.1)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P26678
단백질 분자량	6 kDa
배송	아이스백