


Wb, Elisa용 항-포스포람반(Pln) 다클론 항체 - P26678

품목 번호: CM0021750



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 포스포람반(PLN)에 대한 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 심장 칼슘 항상성과 수축성을 조절하는 핵심 조절인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLN 토끼 pAb
비고/별칭	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
종	인간
GeneID (인간)	5350
GeneID	5350
면역원	인간 PLN(NP_002658.1)의 아미노산 1-52 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P26678
단백질 분자량	6 kDa
배송	아이스백