

Wb, Elisa용 Anti-Phox2B 토끼 단일클론 항체 - Q99453

품목 번호: CM0012625



소개

인간 PHOX2B에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 노르아드레날린성 뉴런 발달에 핵심적인 역할을 하며 신경모세포종 및 CCHS와 관련된 전사인자를 표적으로 합니다. 신경과학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PHOX2B 토끼 mAb
비고/별칭	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
종	인간
유전자 ID (인간)	8929
유전자 ID	8929
면역원	인간 PHOX2B(NP_003915.2)의 아미노산 215-314 구간에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99453
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩