

Anti-Phox2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99453

품목 번호: CM0027982



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PHOX2B Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 자율 신경계 신경 발달에 필수적인 전사 인자인 인간, 마우스, 랫드 PHOX2B를 표적합니다. 신경생물학, 신경아세포종 및 발달 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHOX2B Rabbit pAb
비고/별칭	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
종	인간
유전자 ID (인간)	8929
면역원	인간 PHOX2B (NP_003915.2)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99453
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백