

Wb, Elisa용 항-Phox2B 토끼 다클론 항체 - Q99453

품목 번호: CM0022225



소개

노르아드레날린성 뉴런 발달에 필수적인 전사인자인 인간 및 마우스 PHOX2B를 검출하는 WB 및 ELISA용 항-PHOX2B 토끼 다클론 항체입니다. 신경모세포종 및 뇌 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] PHOX2B 토끼 pAb
비고/별칭	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
종	인간
유전자 ID (인간)	8929
유전자 ID	8929
면역원	인간 PHOX2B(NP_003915.2)의 아미노산 260-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99453
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩