


Wb, Elisa용 Anti-Phpt1 토끼 다클론 항체 - Q9Nrx4

품목 번호: CM0013469



소개

인간 PHPT1(14 kDa 포스포히스티딘 포스파테이스)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 히스티딘 포스파테이스 활성화 연구에 적합합니다.

Q9NRX4.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHPT1 토끼 pAb
비고/별칭	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
종	인간
유전자 ID(인간)	29085
유전자 ID	29085
면역원	인간 PHPT1(NP_054891.2)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NRX4
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩