


Anti-Phpt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nrx4

품목 번호: CM0015869



소개

인간 PHPT1(포스포히스티딘 포스파타제 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 면역원: 재조합 단백질. 연구용으로만 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHPT1 Rabbit pAb
비고/별칭	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
종	인간
유전자 ID (인간)	29085
유전자 ID	29085
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRX4
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백