

Anti-Phrf1 토끼 다클로날 항체 (Wb & Elisa용) - Q9P1Y6

품목 번호: CM0019626

소개

사람 PHRF1 (PHD 및 RING 도메인 함유 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 약 179 kDa 밴드를 검출하며, 이 금속 결합 인산화 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PHRF1 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF221; PPP1R125; PHRF1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	57661
면역원	합성 펩타이드 사람 PHRF1 (NP_001273512.1)의 아미노산 1350-1450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9P1Y6
단백질 분량량	179kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)