

Wb, Ip, Elisa용 항-Pi3 키나아제 P110 알파 토끼 단클론 항체 - P42336

품목 번호: CM0007047



소개

인간 PI3 키나아제 p110 알파(PIK3CA)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. PI3K/AKT 신호 전달 경로를 표적으로 하는 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3 키나아제 p110 알파 토끼 mAb
비고/별칭	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3 키나아제 p110 알파
종	인간
GeneID (인간)	5290
GeneID	5290
면역원	인간 PI3 키나아제 p110 알파(NP_006209.2)의 아미노산 294-610에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P42336
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스 팩