

Wb 및 Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P110 Beta 폴리클론항체 - P42338

품목 번호: CM0017387

소개

인간 PI3 Kinase p110 beta에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. PIK3CB를 표적으로 하며, 세포 성장, 생존 및 발암성 신호 전달에 관여합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p110 beta 토끼 pAb
비고/별칭	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
종	인간
유전자 ID (인간)	5291
유전자 ID	5291
면역원	인간 PI3 Kinase p110 beta (NP_006210.1)의 아미노산 410-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42338
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백