

Wb 및 Elisa용 항PI3 키나아제 P110 베타 토끼 단클론 항체 - P42338

품목 번호: CM0006525

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항PI3 키나아제 p110 베타 토끼 단클론 항체로, 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. PI3K/AKT 신호 전달, 세포 성장 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3 키나아제 p110 베타 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 키나아제 p110 베타
종	인간
유전자ID (인간)	5291
유전자ID	5291
면역원	인간 PI3 키나아제 p110 베타(NP_006210.1)의 아미노산 410-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42338
단백질 분자량	123 kDa
배송 방식	아이스 팩