

Wb 및 Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P110 Beta 토끼 단일클론 항체 - P42338

품목 번호: CM0003802

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 PI3 Kinase p110 beta (PIK3CB, P42338)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. PI3K/AKT 신호 전달, 혈소판 생물학, 오토파지, 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p110 beta Rabbit mAb
비고/별칭	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5291
GeneID	5291
면역원	인간 PI3 Kinase p110 beta (NP_006210.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P42338
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)