

Anti-Pi3 Kinase P110 Delta 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - O00329

품목 번호: CM0024282



소개

인간 PI3 Kinase p110 delta (PIK3CD, O00329)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3 Kinase p110 delta Rabbit pAb
비고/별칭	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
종	인간
GeneID (Human)	5293
GeneID	5293
면역원	인간 PI3 Kinase p110 delta (NP_005017.3)의 아미노산 170-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00329
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스백