

Anti-Pi3 Kinase P110 Delta 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O00329

품목 번호: CM0002979



소개

사람 PI3 Kinase p110 delta (O00329)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p110 delta Rabbit mAb
비고/별칭	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5293
면역원	합성 펩타이드: 사람 PI3 Kinase p110 delta (O00329)의 아미노산 200-300 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O00329
단백질 분자량	119 kDa
배송	아이스백