

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha 다클론 항체 - P27986

품목 번호: CM0014208



소개

인간 PI3 Kinase p85 alpha에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. PI3K/AKT 신호전달 및 인슐린 대사 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha 토끼 pAb
비고/별칭	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
종	인간
GeneID (인간)	5295
GeneID	5295
면역원	인간 PI3 Kinase p85 alpha(NP_852556.2)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27986
단백질 분자량	84kDa
배송 조건	얼음팩