


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha Rabbit Mab - P27986

품목 번호: CM0005565



소개

고품질 재조합 PI3 Kinase p85 alpha 토끼 단일클론항체로, WB, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. PI3K/AKT 신호전달 및 대사 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit mAb
비고/별칭	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
종	인간
유전자 ID	5295 (인간)
면역원	인간 PI3 Kinase p85 alpha (NP_852664.1)의 아미노산 240-380을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27986
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백