

Wb 및 Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha 토끼 단일클론 항체 - P27986

품목 번호: CM0005199



소개

PI3 Kinase p85 alpha를 타겟팅하는 단일클론 토끼 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플과 반응합니다. PI3K/AKT 신호 전달, 인슐린 반응 및 수용체 티로신 키나제 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit mAb
비고/별칭	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5295
유전자 ID	5295
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P27986
단백질 크기	84kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)