


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha/Beta Rabbit Monoclonal Antibody - P27986 / O00459

품목 번호: CM0007613



소개

PI3 Kinase p85 alpha 및 beta (PIK3R1/PIK3R2)를 타겟팅하는 고품질 토끼 단일클론 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 사용됩니다. 인간 및 마우스 종에서 검증되었습니다. PI3K/AKT 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha/beta Rabbit mAb
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2; PI3 Kinase p85 alpha/beta
종	인간
유전자 ID (인간)	5295/5296
유전자 ID	5295/5296
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27986/O00459
단백질 분자량	42-54 kDa/81-84 kDa
배송	아이스백