


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha/Beta Rabbit Polymab® - P27986/O00459

품목 번호: CM0007528



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. PIK3R1/PIK3R2(p85 alpha/beta)를 표적합니다. 암, 대사 및 면역 반응 연구에서 PI3K/AKT 신호 전달을 연구하는 데 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha/beta Rabbit PolymAb®
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2
종	인간(Human)
유전자 ID	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
면역원	합성 펩타이드; 인간 PI3 Kinase p85 alpha/beta에서 유래한 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P27986/O00459
단백질 분자량	42-54 kDa/81-84 kDa
배송	아이스백(Ice bag)